

ESPECIFICACIÓN DEL PRODUCTO

Tubo de recolección de sangre con gel y activador de coágulos | Tapa amarilla
JUN NUO



ADITIVO	COLOR DE TAPA	MATERIAL	CAPACIDAD
Gel y activador de coágulos	Amarillo	Vidrio / PET	2-10 ml

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

El tubo con gel y activador de coágulos tiene como finalidad obtener muestras de suero de alta calidad para pruebas bioquímicas, inmunológicas y serológicas en análisis clínicos. El tubo contiene gel en el fondo. El fabricante describe el gel como una sustancia pura con propiedades fisicoquímicas estables.

El gel puede ayudar a evitar la descomposición a altas temperaturas y la precipitación de moléculas pequeñas, reduciendo así considerablemente el riesgo de obstrucción de los equipos de análisis.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Especificación	Información indicada por el fabricante
Nombre de la marca	JUN NUO
Aditivo	Gel y activador de coágulos
Color	Amarillo
Material	Vidrio, PET
Tamaño	13 × 75 mm; 13 × 100 mm; 16 × 100 mm
Capacidad del tubo	2-10 ml
Longitud del tubo	75-100 mm
Aplicación	Hospital; recolección de sangre; análisis de sangre
Áreas de aplicación	Bioquímica clínica; Inmunología; Serología
Tipo de desinfección	EOS
Clasificación del instrumento	Clase II
Certificación de calidad	CE
Vida útil	2 años
Presentación	1200 unidades/caja

ESPECIFICACIÓN DEL PRODUCTO · DETALLES TÉCNICOS

Tubo de recolección de sangre con gel y activador de coágulos · Tapa amarilla · JUN NUO

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

El producto contiene gel separador en el fondo del tubo. El fabricante indica que el gel es una sustancia pura con propiedades fisicoquímicas estables. Puede ayudar a evitar la descomposición a altas temperaturas y la precipitación de moléculas pequeñas, reduciendo así el riesgo de obstrucción de los equipos de análisis.

APLICACIÓN PREVISTA

Hospital	Recolección de sangre	Análisis de sangre
Bioquímica clínica	Inmunología	Serología

TAMAÑOS DISPONIBLES

Tamaño del tubo	Capacidad disponible	Modelos
13 x 75 mm	2 ml · 3 ml · 4 ml	CY-103SGC2 / CY-103SGC3 / CY-103SGC4
13 x 100 mm	5 ml · 6 ml	CY-103SGC5 / CY-103SGC6
16 x 100 mm	7 ml · 8 ml · 9 ml · 10 ml	CY-103SGC7 / CY-103SGC8 / CY-103SGC9 / CY-103SGC10

DATOS DEL PRODUCTO

Campo	Información indicada por el fabricante
Tipo de producto	Tubo de sangre con gel y activador de coágulos, tapa amarilla
Finalidad principal	Obtención de muestras de suero de alta calidad
Áreas de análisis	Análisis bioquímicos, inmunológicos y serológicos
Ubicación del gel	Fondo del tubo
Descripción del gel	Sustancia pura con propiedades fisicoquímicas estables
Beneficio indicado	Ayuda a evitar la descomposición a altas temperaturas y la precipitación de moléculas pequeñas
Beneficio indicado para el equipo	Reduce el riesgo de obstrucción de los equipos de análisis
Tipo de desinfección	EOS
Clasificación del instrumento	Clase II
Certificación de calidad	CE
Vida útil	2 años
Presentación	1200 unidades/caja

Fuente: información específica del producto indicada en la página del fabricante suministrada para esta ficha técnica. Se ha excluido el contenido no relacionado con el producto, como información corporativa, logística, comercial y de navegación del sitio web.