

ESPECIFICACIÓN DEL PRODUCTO

Tubo activador de coágulos - Tubo desechable de recolección de sangre al vacío | Tapa roja JUN NUO



TIPO DE TUBO	COLOR DE TAPA	ADITIVO	PRESENTACIÓN
Tubo de recolección de sangre al vacío	Rojo	Activador de coágulos	1200 unidades/caja

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

El tubo de procoagulación está diseñado para obtener muestras de suero utilizadas en pruebas bioquímicas e inmunológicas. Su pared interna está recubierta con un coagulante que puede acelerar la coagulación de la sangre después de la extracción.

El fabricante indica que la cantidad adecuada de coagulante permite que la sangre coagule en un período relativamente corto, ayudando a prevenir una posible hemólisis asociada con una coagulación excesivamente rápida. Finalmente, el suero transparente puede separarse mediante centrifugación.

FUNCIONES PRINCIPALES Y APLICACIONES

Pruebas serológicas	Detección relacionada con el sistema inmunitario	Análisis de suero
Función hepática	Función renal	Lípidos en sangre
Glucemia	Electrolitos	Bioquímica

El fabricante describe estos tubos como destinados a la detección rutinaria de índices bioquímicos y a la detección relacionada con el sistema inmunitario. Los ejemplos indicados en la página del producto incluyen marcadores de función hepática y renal, lípidos en sangre, glucemia, electrolitos, anticuerpos asociados a enfermedades infecciosas y anticuerpos relacionados con enfermedades autoinmunes.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Ítem	Especificación indicada por el fabricante
Tipo de producto	Tubo activador de coágulos / Tubo desechable de recolección de sangre al vacío
Color de tapa	Rojo
Aditivo	Activador de coágulos
Tamaño / capacidad	13 x 75 mm — 2 ml, 3 ml, 4 ml, 5 ml
Tamaño / capacidad	13 x 100 mm — 6 ml, 7 ml

Ítem	Especificación indicada por el fabricante
Tamaño / capacidad	16 × 100 mm — 8 ml, 9 ml, 10 ml
Presentación	1200 unidades/caja

ESPECIFICACIÓN DEL PRODUCTO · DETALLES TÉCNICOS

Tubo activador de coágulos · Tubo desechable de recolección de sangre al vacío · Tapa roja

MODELOS DISPONIBLES

Modelo	Tapa / aditivo	Tamaño	Capacidad	Unid. / caja
CY-102CA2	Tapa roja · Activador de coágulos	13 × 75 mm	2 ml	1200
CY-102CA3	Tapa roja · Activador de coágulos	13 × 75 mm	3 ml	1200
CY-102CA4	Tapa roja · Activador de coágulos	13 × 75 mm	4 ml	1200
CY-102CA5	Tapa roja · Activador de coágulos	13 × 75 mm	5 ml	1200
CY-102CA6	Tapa roja · Activador de coágulos	13 × 100 mm	6 ml	1200
CY-102CA7	Tapa roja · Activador de coágulos	13 × 100 mm	7 ml	1200
CY-102CA8	Tapa roja · Activador de coágulos	16 × 100 mm	8 ml	1200
CY-102CA9	Tapa roja · Activador de coágulos	16 × 100 mm	9 ml	1200
CY-102CA10	Tapa roja · Activador de coágulos	16 × 100 mm	10 ml	1200

OBTENCIÓN DE MUESTRAS DE SUERO

El tubo está destinado a obtener muestras de suero para pruebas bioquímicas e inmunológicas. El activador de coágulos está recubierto en la pared interna y acelera la coagulación después de la extracción de sangre. Una vez formado el coágulo, el suero transparente puede separarse mediante centrifugación.

PRUEBAS SEROLÓGICAS

La página del producto describe su uso en la detección rutinaria de índices bioquímicos, con ejemplos que incluyen alanina aminotransferasa, aspartato aminotransferasa, bilirrubina, creatinina, nitrógeno ureico, ácido úrico, colesterol total, triglicéridos, colesterol HDL, colesterol LDL, glucemia y electrolitos como potasio, sodio, calcio y magnesio.

DETECCIÓN RELACIONADA CON EL SISTEMA INMUNITARIO

El fabricante también describe su uso en la detección relacionada con el sistema inmunitario, incluidos anticuerpos asociados a enfermedades infecciosas como hepatitis B, hepatitis C, VIH/SIDA y sífilis, así como anticuerpos relacionados con enfermedades autoinmunes, incluidos anticuerpos antinucleares, factor reumatoide y anticuerpos anti-ADN de doble cadena.

IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO

Característica	Información confirmada del producto
Tapa	Roja
Aditivo	Activador de coágulos
Dimensiones del tubo	13 × 75 mm; 13 × 100 mm; 16 × 100 mm
Capacidades disponibles	2 ml a 10 ml, según el modelo
Modelos	CY-102CA2 a CY-102CA10
Presentación	1200 unidades/caja

Fuente: información específica del producto indicada en la página del fabricante suministrada para esta ficha técnica. Se ha excluido el contenido no relacionado con el producto, como información corporativa, logística, comercial y de navegación del sitio web.