

Centrífuga de hematocrito

TG-12



N.º de pedido: 010101200

Características

- >Centrífuga TG-12 para pruebas de hematocrito
- >Motor sin escobillas. Aceleración y desaceleración rápidas
- >Bloqueo electrónico de la tapa. No se puede abrir cuando el rotor está girando
- >Control mediante microprocesador. Carcasa de acero de alta calidad. Cámara de acero inoxidable
- >Pantalla LED: muestra los parámetros importantes en tiempo real y sus valores reales

DATOS TÉCNICOS

Modelo	TG-12
Velocidad máxima	12000 rpm
RCF máxima	15800 × g
Capacidad	24 tubos capilares
Rango del temporizador	0-99 min 59 s
Precisión de velocidad	±20 rpm
Función de conversión de RCF y RPM	Sí
Cambio mínimo de velocidad	10 tipos
Ruido	≤55 dB(A)
Alimentación	CA 110 V/220 V, 50 Hz/60 Hz
Dimensiones	355 × 270 × 205 mm
Peso	13 kg

Rotor	Velocidad máxima	Capacidad máxima	RCF máxima
 N.º de pedido: 10002400017	12000 rpm	24 tubos capilares	15800 × g