

Centrífuga para lavado celular

TD-4B



Características

- >Centrífuga TD-4B para lavado celular
- >Pantalla LED que muestra RPM/RCF y tiempo
- >La aceleración y desaceleración solo requieren 7 segundos
- >Programa de centrifugación estándar para rotores HLA y SERO
- >Accionamiento del motor de frecuencia variable, con control por microprocesador
- >Bloqueo electrónico de la tapa para garantizar la seguridad
- >Carcasa de acero; cámara de acero inoxidable 304

DATOS TÉCNICOS

Modelo	TD-4B
Velocidad máxima	4700 rpm
RCF máxima	2000 × g
Capacidad máxima	12 × 7 ml (rotor SERO)
Precisión de velocidad	±20 rpm

Configuración de tiempo	1 s ~ 99 min
Ruido	≤55 dB(A)
Consumo de energía	200 W
Dimensiones	375 × 300 × 360 mm
Peso	17 kg

ROTORES DISPONIBLES

Rotor	N.º de programa	RCF	Tiempo	Aplicación
 N.º de pedido: 0104520100	1	2000 × g	180 s	Separación de linfocitos Separación de cultivo celular
	2	1000 × g	3 s	Separación de plaquetas (manipulación con thrombase)
	3	1000 × g	60 s	Lavado de linfocitos
 N.º de pedido: 0104520200	1	500 × g	60 s	Tipificación sanguínea Observación de la reacción de hemaglutinación
	2	1000 × g	15 s	Prueba de compatibilidad, prueba de Coombs
	3	1000 × g	60 s	Lavado de células sanguíneas Extracción de suero y plasma