

Centrífuga para tarjetas de gel

TD-4K



N.º de pedido: 0101230000

— Características

- >Pantalla LED que muestra RPM/RCF y tiempo
- >Bajo nivel de ruido, sin contaminación por polvo de carbón
- >Accionamiento del motor de frecuencia variable, con control por microprocesador
- >Bloqueo electrónico de la tapa para garantizar la seguridad
- >Carcasa de acero; cámara de acero inoxidable 304
- >Diseño de programa profesional: permite ejecutar directamente el proceso sin configurar parámetros

— DATOS TÉCNICOS

Modelo	TD-4K
Velocidad máxima	3840 rpm
RCF máxima	1790 × g
Capacidad	24/12 tarjetas de gel
Ruido	≤60 dB(A)
Consumo de energía	100 W
Dimensiones	375 × 300 × 260 mm
Peso	17 kg

Procedimiento de centrifugación	Velocidad máxima	RCF máxima
0-2 min	900 rpm	100 × g
2-5 min	1500 rpm	280 × g



24 tarjetas de gel
N.º de pedido: 0103500200



12 tarjetas de gel
N.º de pedido: 0103500100