

Ventilada | Baja velocidad | De sobremesa



La TD-4Z es una centrífuga práctica para pequeños laboratorios y clínicas. Incluye un rotor estándar de ángulo fijo de 12 × 20 ml para diversos tubos de sangre y tubos de 15 ml.

Características

- >Pantalla LED que muestra RPM/RCF y tiempo
- >RCF ajustable directamente
- >Rango del temporizador: 1 min a 99 min
- >El usuario puede restablecer los parámetros mientras el rotor gira
- >Accionamiento del motor de frecuencia variable
- >Bloqueo electrónico de la tapa para garantizar la seguridad
- >Carcasa de acero; cámara de acero inoxidable 304
- >Rotor de ángulo fijo de aleación de aluminio esterilizable en autoclave
- >Compatible con tubos de sangre y tubos de 15 ml
- >Puede procesar 12 tubos simultáneamente



Order No.:0494500100



Order No.:0494500100



Order No.:0494501200

DATOS TÉCNICOS

Modelo	TD-4Z
Velocidad máxima	4200 rpm
RCF máxima	2680 × g
Capacidad	4 × 50 ml; 12 × 15 ml, tubos de sangre
Precisión de velocidad	±20 rpm
Configuración de tiempo	1 min ~ 99 min
Ruido	≤55 dB(A)
Consumo de energía	200 W
Dimensiones	440 × 340 × 290 mm
Peso	17 kg