

Mini | Portátil | Ventilada

Mini-6K/7K/10K



N.º de pedido: 0101350000 (Mini-6K)

N.º de pedido: 0101360000 (Mini-7K)

N.º de pedido: 0102180000 (Mini-10K)

Características

- Diseño compacto y peso ligero
- Tiempo de funcionamiento ajustable: 1 s–99 min 59 s
- Velocidad ajustable desde 800 rpm hasta la velocidad máxima
- Se detiene automáticamente al abrir la tapa
- Motor BLDC: funcionamiento estable y bajo nivel de ruido
- Puede detener el giro en 3 segundos, ahorrando tiempo de experimento
- Amplio rango de alimentación: 100 V a 240 V
- Rotor tres en uno: 8×1,5/2 ml + 6×0,5 ml + 2×8×0,2 ml

No es necesario cambiar el rotor

- Rotor opcional para 6 tiras de PCR



N.º de pedido: 0494010100



N.º de pedido: 0494010400

DATOS TÉCNICOS

Modelo	Mini-6K / Mini-7K / Mini-10K
Velocidad máx.	6000 rpm / 7500 rpm / 10000 rpm
RCF máx.	2200 ×g / 3450 ×g / 6100 ×g
Capacidad	Tres en uno: 8×1,5/2 ml + 6×0,5 ml + 2×8×0,2 ml Rotor para 6 tiras de PCR (Mini-6K, Mini-7K)
Configuración de tiempo	1 s 99 min 59 s
Ruido	52 dB(A) / 52 dB(A) / 57 dB(A)
Alimentación eléctrica	CA 100–240 V, 50/60 Hz
Dimensiones	200 × 170 × 130 mm
Peso	1,2 kg