

INTERRUPTOR DE ENCENDIDO Y PEDAL

Controla la potencia; el motor no funcionará al apagarse. Control de altura, tendencia e inversión de tendencia mediante pedal, lo que libera las manos del personal médico.




SECCIÓN DE PIE

La sección del pie se puede girar hacia un lado para facilitar el parto y el examen.



SISTEMA DE BLOQUEO DE RUEDAS

La mesa se puede mover fácilmente o en una posición estable gracias al sistema especial de elevación de patas.



MESA GINECOLÓGICA

La mesa ginecológica eléctrica MC-D04 con colchón de espuma sin costuras mejora considerablemente la comodidad de la paciente. Su estructura de acero inoxidable le proporciona durabilidad y facilita la higiene. Puede utilizarse para partos, operaciones ginecológicas, exploraciones e incluso cesáreas urgentes.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- Pedal fácil de usar.
- Diseño de perfil único, elegante y atractivo.
- Estructura íntegramente de acero inoxidable.
- Equipada con un depósito de aguas residuales oculto.
- La mesa está fabricada con esponja de alta densidad y moldeada en espuma, sin costuras.
- Rueda de pie ultra silenciosa con freno.
- Reposabrazos abatible ≥90° y deslizable horizontalmente.
- Estructura y chasis de acero inoxidable.

TECHNICAL PARAMETER

ITEM	PARAMETER
Tamaño de la cama	1840*600*750-1000mm
Tamaño de la mesa auxiliar	600*550mm
ALTO-BAJO	750-1000mm
Sección trasera	0-60°
Sección del asiento	0-16° opcional
Trendelenburg	0-22°
Inverso-Trendelenburg	0-22°
Mesa auxiliar abatible	0-90°
Capacidad de carga	200kgs



BRAZO




AGARRE DE MANO



SOPORTE PARA PIERNAS



RECIPIENTE DE LEGRADO



MARCO DE PANTALLA DE ANESTESIA



MC-D04

No.3 Jinxiu Road,Jinfeng Industrial Zone,Jinfeng Town,Zhangjiagang,Jiangsu Province,China

+86 13962231292
info@medikmedical.com

