FICHA TÉCNICA

Tubo para recolección de sangre al vacío

EDTA K2/K3 | TAPA MORADA

JUNNUO | MODELO CY

Elaborada a partir de información del producto publicada por el fabricante.



ADITIVO	TAPA	MATERIAL	VOLUMEN GLOBAL
EDTA K2 / K3	**Morada**	**PET / vidrio**	**1-10 ml***

01 / RESUMEN DEL PRODUCTO

Descripción general

Tubo para recolección de sangre al vacío con tapón morado y aditivo EDTA K2 / EDTA K3, indicado por el fabricante para pruebas de hematología clínica. Se describe como disponible en PET o vidrio y destinado a recoger un volumen predeterminado de sangre.

02 / DATOS DEL PRODUCTO

Especificaciones técnicas

Especificación	Información publicada por el fabricante
Marca	JUNNUO
Nombre del producto	Tubos para recolección de sangre al vacío con EDTA K2/K3
Modelo	CY
Aditivo	EDTA K2 / EDTA K3 (confirmar la variante exacta)
Material	PET o vidrio
Dimensiones del tubo	13 × 75 mm; 13 × 100 mm; 16 × 100 mm
Volumen disponible	Rango global de 1 a 10 ml; no se detalla la correspondencia por tamaño*
Origen declarado	Shandong, China
Clasificación del dispositivo	Clase I (según lo indicado por el fabricante)

APLICACIONES INDICADAS

Pruebas de hematología clínica, entre ellas:

- Examen rutinario de sangre
- Hematocrito y hemoglobina
- Morfología y recuento de células sanguíneas
- Prueba de células falciformes

** La página del producto consultada indica un rango global de 1 a 10 ml, pero no asigna volúmenes de extracción individuales a cada tamaño.*

Fuente: página del producto del fabricante. Esta es una ficha informativa elaborada con datos publicados; no es una instrucción de uso (IFU) emitida por el fabricante.

FICHA TÉCNICA

Detalles técnicos e información de suministro

JUNNUO | TUBO PARA RECOLECCIÓN DE SANGRE AL VACÍO EDTA K2/K3

03 / DATOS DE MANIPULACIÓN

Condiciones de uso y almacenamiento

Parámetro	Información publicada por el fabricante
Velocidad de centrifugación	3500-4000 rpm
Tiempo de centrifugación	5 min
Temperatura de almacenamiento recomendada	4-25 °C
Vida útil	1 año (página de producto consultada)
Campo de procesamiento	OZONO (término del fabricante; alcance no aclarado)



Imagen del producto incluida en la documentación de referencia.

04 / CONFIGURACIONES

Dimensiones disponibles

Dimensiones del tubo	Información de volumen	Observación
13 × 75 mm	Rango global de 1 a 10 ml	No se indica la correspondencia individual
13 × 100 mm	Rango global de 1 a 10 ml	No se indica la correspondencia individual
16 × 100 mm	Rango global de 1 a 10 ml	No se indica la correspondencia individual

05 / SUMINISTRO

Información de embalaje

EMBALAJE INTERIOR

100 unidades / bandeja

Según publicación del fabricante

OPCIONES POR CAJA

1200 o 1800 unidades

Confirmar según el tamaño elegido

MODELO

CY

JUNNUO

NOTAS DE DOCUMENTACIÓN

Confirmar estos puntos con la etiqueta vigente y la documentación del fabricante:

- Aditivo exacto: confirmar si la variante suministrada contiene EDTA K2 o EDTA K3.
- Volumen por tamaño: la página consultada no asigna un volumen individual a cada dimensión.
- Vida útil y procesamiento: la página indica 1 año y «OZONO» en un campo de procesamiento; confirmar ambos con la etiqueta/IFU vigente.
- Parámetros de uso: verificar las condiciones de centrifugación para la variante exacta y el protocolo del laboratorio.

Fuente del fabricante: página del producto de Chengwu Medical / JUNNUO.

Información recopilada de fuentes públicas sobre el producto; no constituye una ficha técnica emitida ni certificada por el fabricante.

Para procesos de adquisición, solicite al proveedor la ficha técnica vigente, las instrucciones de uso y los documentos específicos del lote.